

SATURS

I. ROKASGRĀMATA

1. Tehniskā informācija	3
1.1 Aparāta komplektācija	3
1.2 Aparāta tehniskie dati	3
1.3 Aparāta galvenās sastāvdaļas	4
1.4 Uzstādīšana/pieslēgšana un aksesuāri	5
1.5 Eksploatācijas noteikumi un drošības pasākumi	5
1.6 Sterilizācija/dezinfekcijas	6
1.7 Uzturēšana un kopšana	6

II. GARANTIJA

2. Garantijas pienākumi	7
2.1 Vispārīgie noteikumi	7
2.2 Ražotāja garantija	7
2.3 Garantijas talons	8
2.4 Piegādes nosacījumi	9
2.5 Informācija par iespējamiem utilizācijas veidiem	9
2.6 Pārstāvniecības	9

1. Tehniskā informācija

1.1 Aparāta komplektācija

1.	Aparāts T-10	1 gab.
2.	Rokturis	1 gab.
3.	Stikla ķemmes elektrodi	1 gab.
4.	Stikla sēņu elektrodi	2 gab.
5.	Stikla dobuma (punkta) elektrodi	2 gab.
6.	Strāvas vads	1 gab.
7.	Lietošanas instrukcija	1 gab.
8.	Adapters multi-savienojuma aparātu sērijā T	1 gab.
9.	Transportēšanas iepakojums	1 gab.

1.2 Technical specifications

Barošanas spriegums	220-240 V, 100-120 V
Frekvence elektrotīklu	50 - 60 Hz
Jaudas patēriņš	45 W vai mazāk atkarībā no darba intensitātes
Biezums strāvas	100±10 Hz
Spriegums uz elektroda	no 2 līdz 20 kV
Gabarīta izmēri aparāta	300*235*65 mm (W*L*H)
Gabarītu izmēri pēc iepakojuma (kaste)	410*290*160 mm
Svars (neto)	2 kg
Svars (bruto)	3.25 kg

1.3 Aparāta galvenās sastāvdaļas



Galvenās mašīnas sastāvdaļas, kā parādīts iepriekš:

1. Galvenā mašīna T-10.
2. Elektrodu rokturis;
3. Elektrodu komplekts;
4. Strāvas vads.
5. T-sērijas Crossover kabelis;
6. Lietošanas instrukcija.

Aprīkojuma pārskats:

1. Ieslēgšanas poga;
2. Intensitātes regulators.



1.4 Uzstādīšana/pieslēgšana un aksesuāri

Lai izveidotu savienojumu aparāta T-10 nepieciešams veikt darbības zemāk aprakstītajā secībā:

1. Novietojiet izstrādājumu uz līdzenas virsmas.
2. Pievienojiet aparātu pie elektrotīkla spriegums ir 110/220 v un frekvenci 50/60 Hz ar barošanas vadu. Obligāti nepieciešama sēkļa pie kontaktligzdas, ar kuru veidojat savienojumu aparāta.
3. Savienojiet rokturi ar atbilstošo slotu ierīces aizmugurē un pievienojiet vajadzīgo elektrodu rokturim.
4. Ieslēdziet ierīci, nospiežot slēdzi ierīces aizmugurē uz pozīciju "1".
5. Ieslēdziet ierīci, nospiežot pogu "jauda" ierīces vadības panelī.
6. Izmantojiet intensitātes regulatoru vadības panelī, lai izvēlētos piemērotu iedarbības intensitāti.
7. Pēc norādīto iestatījumu veikšanas ierīce ir gatava darbam.

1.5 Eksploatācijas noteikumi un drošības pasākumi

1. Savienojiet rokturus ar galveno ierīci tikai tad, kad mašīna ir izslēgta.
2. Aizliegts noslaucīt ierīces **akrila daļas** ar spirtu saturošiem šķīdumiem vai mazgāšanas līdzekļiem.
3. Neļaujiet ierīcei un tās piederumiem nokrist.
4. Neuzstādiet pie siltuma avotiem. Nepakļaujiet ierīci tiešiem saules stariem.
5. Neļaujiet šķīdumiem, želejām utt. sip uz uzgaļu vai ieejas savienotāji mašīnas.
6. Darbības laikā, saglabāt brīvo spriedzi uzgaļu vadiem. Izvairieties lieces vadus.
7. Pirms un pēc operācijas jādezinficē ierīces daļas, kas nonāk saskarē ar pacienta ķermeni (apstrādes roktura gals).
8. Veiciet ārstēšanu tikai ar nepieciešamajiem ādas kopšanas līdzekļiem, kas ražoti šāda veida ārstēšanai.
9. Ierīce tiek izmantota apstākļos skaistumkopšanas salonos darba temperatūras diapazonā no + 10 līdz + 35 ° C un relatīvais mitrums līdz 80%. Ir aizliegts izmantot ierīci hidroterapijas telpās;
10. Ir aizliegts labot un remontēt ierīci ārpus pilnvarotajiem servisa centriem. Ja Jums rodas problēmas ar aparāta darbību, lūdzu sazināties ar piegādātāju vai izplatītāju, lai saņemtu palīdzību.
11. Pēc transportēšanas zemā temperatūrā pirms darbības uzsākšanas ierīce jāuzglabā vismaz 3 stundas temperatūrā no + 10 līdz + 35 ° C.
12. Darbības laikā klientiem un apkalpojošajam personālam ir aizliegts pieskarties citu iekārtu metāla daļām, kuras darbina ēkas elektroapgādes tīkls, kā arī metāla daļām, kas ir iezemētas vai kurām ir liela jauda attiecībā pret zemi.
13. Esiet piesardzīgs klientiem ar termisko jutību un jutību pret elektrisko strāvu.
14. Nav atļauts veikt seansu ķermeņa zonās, kurās ir metāla implantīti un citi metāla priekšmeti.

15. Nav atļauts veikt seanse klientiem ar **elektrokardiostimulatoriem**.
 17. Ir aizliegts izmantot darba rīkus, kas nav iekļauti iepakojuma saturā.
 18. Nedarbiniet mašīnu ar bojātu korpusu, strāvas vadu, handpiece vadiem vai darba rīku pati.
 19. Pirms darbosanas klientam un kosmetologam ir jānoņem visi rotaslietas (pulksteņi, auskari, kaklarotas utt.).
 20. Visi lietotājiem ir aizliegts izjaukt vai mainīt šī produkta oriģinālus elementus vai aksesuārus, izņemot profesionālus elektrikus.
- Šis produkts nepieder pie medicīnas ierīcēm. Nelietojiet to slimību ārstēšanai.

1.6 Sterilizācija/dezinfekcija

1. Ierīces daļas, kas saskaras ar klientu korpusu (stikla elektrodi), pirms procedūras jādezinficē.
2. Dezinficējiet elektrodus ar mīkstu kokvilnas audumu, kas iemērc etilspirtā.

1.7 Uzturēšana un kopšana

1. Aparātu virsmastīrīšanai, noslaukiet to ar mīkstu kokvilnas drāniņu, kas samitrināta ar ūdeni vai ziepjūdeni.
 2. Pagrieziet regulatorus, ar mērenu intensitāti.
 3. Pavadīt regulāru telpās uzkopšanu, lai izvairītos no putekļiem, kas var novest pie izejas no aparāta darba stāvokļa.
 4. Pirms darbu uzsākašanas, pārliecinieties, ka tajā nav mehānisku bojājumu, vadi, ultraskaņas manipulas, aparātu korpusa un pareizību savienojumu ultraskaņas manipulas.
- Gadījumā, ja radusies jebkuru defektu, ieteicam nekavējoties pārtraukt ierīces lietošanu un sazināties ar ar klientu apkalpošanas centru.

2. Garantijas pienākumi

2.1 Vispārīgie noteikumi

Šī garantija ir derīga tikai tad, ja garantijas talons ir pareizi aizpildīts – pārdēvēja zīmogs un pārdošanas datums. Garantijas laiks izstrādājumi skaitāms no pirkuma datuma. Garantijas nosacījumi ir spēkā saskaņā ar Likumu "Par patērētāju tiesību aizsardzību", reglamentē tās valsts tiesību aktiem, un tie nekādā veidā neietekmē ierobežo patērētāju tiesības. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai paredzētajos apstākļos.

Atgādinām, ka likuma «Par patērētāju tiesību aizsardzību» normas neattiecas uz pirkumiem, kurus veikušas juridiskās personas. Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināta ražotāja noteikta garantija.

Garantija nav spēkā šādos gadījumos:

- ja prece tiek izmantota mērķiem, kuriem ražotājs vai piegādātājs garantiju nav paredzējis;
- ja prece tiek izmantota, neievērojot instrukcijā norādītos brīdinājumus vai mērķiem, kam tā nav paredzēta;
- ja uz preces ir redzamas patstāvīgi veikta remonta pazīmes vai ir veiktas izmaiņas preces konstrukcijā;
- ja ir mainīts, dzēsts vai nav nosakāms preces sērijas numurs;
- ja precei ir ārējās ietekmes izraisīti bojājumi;
- ja precei ir ārēji fiziski bojājumi, kurus radījis pats klients, stihiska nelaime, ugunsgrēks, sabiedriskie faktori, neparedzēti ārējie apstākļi;
- ja precei ir ārēji fiziski bojājumi, ko izraisījusi nestandarta un sliktas kvalitātes materiālu, rezerves daļu, piederumu un aksesuāru izmantošana.

Garantija neattiecas uz trūkumiem (defektu) izstrādājumi, ko izraisa šādu iemeslu dēļ: dabīgo nolietojumu dēļ daļām, kurām ir ierobežots kalpošanas laiks, kā arī palīgmateriālu (baterijas, cimdi mikrostrāvas, aproce presoterapijas un tā tālāk), bojājumiem, kas ir radušies nepareizi vai pavirši lietošanu, uzglabāšanu, apkopi, iekārtu, darbību un ļaunprātīgi vai nepareizi montāžu, ja prece tika izmantota neparedzētajos apstākļos;

Garantijas apkalpošana neattiecas uz gadījumiem, kad tiek izmantoti nestandarta signālu avoti;

Ja ir mehāniski bojājumi, tajās ir iekļuvuši svešķermeņi, kodīgas vielas vai šķidrums;

2.2 Ražotāja Garantija

Ražotāja garantija attiecas, ja tas atbilst noteikumiem un nosacījumiem, ekspluatācijas, transportēšanas un uzglabāšanas laikā.

1. Garantija 18 mēnešiem attiecas tikai uz iekšējo komplektācijā aparātu;
2. Garantija 6 mēneši attiecas tikai uz uzaļa un ārējie piederumi (izņemot atrinolietajamas daļas un palīgmateriālu).

2.3 Garantijas talons

Ražotājs: **ALVI Praha s.r.o.**

TM ALVI Prague

Sērija: T

Modelis: T-10

Pārdošanas datums: _____

Pārdevējs: _____

Pārdevēja paraksts: _____

Izstrādājums ir pārbaudīts, bojājumu nav.

Ar instrukcijām un ekspluatācijas noteikumiem iepazīstināts un piekrītu tiem.

Pircēja parakstu: _____

Zīmes servisa centri:

Datums servisa apkopes:	Akta numurs par remontu:	Paraksts/Zīmogs:

2.4 Piegādes noteikumi

Piegāde un nosūtīšana no garantijas centra notiek uz pircēja rēķina.

2.5 Informācija par izstrādājumu savākšanas punktiem

Ar kosmetoloģijas aparātiem nav tā sastāvdaļas, kas var negatīvi ietekmēt cilvēka veselību un piesārņo vidi.

Pēc ekspluatācijas termiņa beigām tās var pārstrādāt bez īpašas metodes pārstrādi.

Komplektējošie izstrādājumi (čipsi, rezistori, kondensatori un tā tālāk), kas pēc ekspluatācijas termiņa ir работоспособными, var izmantot kā rezerves daļas, rezerves daļas, lai veiktu remontu šādu un līdzīgu aparātu.

2.6 Pārstāvniecības

Valsts:	Adrese:	Telefons:
Čehija	Prague 5, Štefánikova 18/25 15000	+420 (228) 880691
Ukraina	Kijevā, v Jeļenas Телиги, 5-В	+38 (068) 568 83 66 0 (800) 33 98 14
Krievija	Maskavas, Rjazaņas rp t, tālāk 10, lapa 2	+7 (800) 250 5459
Latvija	Rīga, Madonas iela 21-85	+371 (2) 212 1543