

SATURS

I. ROKASGRĀMATA

1. Tehniskā informācija	3
1.1 Aparāta komplektācija	3
1.2 Aparāta tehniskie dati	3
1.3 Aparāta galvenās sastāvdaļas	4
1.4 Uzstādīšana/pieslēgšana un aksesuāri	6
1.5 Eksploatācijas noteikumi un drošības pasākumi	7
1.6 Sterilizācija/dezinfekcijas	7
1.7 Uzturēšana un kopšana	8

II. GARANTIJA

2. Garantijas pienākumi	8
2.1 Vispārīgie noteikumi	8
2.2 Ražotāja garantija	9
2.3 Piegādes nosacījumi	9
2.4 Informācija par iespējamiem utilizācijas veidiem	9
2.5 Pārstāvniecības	9

1. Tehniskā informācija

1.1 Aparāta komplektācija

1.	Aparāt S-02	1 gab.
2.	Akrila plaukts	1 gab.
3.	Strāvas vads	1 gab.
4.	Ultraskaņas lāpstiņa	1 gab.
5.	Darba uzgali ar aktīvo elektrodu un kabeli savienojumi	1 gab.
6.	Kontaktinformācija uzgali ar pasīvo elektrodu un kabeli savienojumi	1 gab.
7.	Lietotāja rokasgrāmata	1 gab.
8.	Transportēšanas iepakojums	1 gab.

1.2 Aparāta tehniskie dati

Barošanas spriegums	220-240 V, 100-120 V
Frekvence elektrotīklu	50 Hz; 60 HZ
Jaudas patēriņš	45 W un mazāk, atkarībā no izvēlētās darba intensitāti.
Strāvas spēks	0.2-30 mA
Frekvence strāva darbība	2,5-5 kHz
Svārstību frekvence ultraskaņas lāpstiņas	27-28 kHz
Darba režīmi ultraskaņas lāpstiņas	ultraskaņas pīlings; ultraskaņas fonoforēze
Gabarīta izmēri aparāta	290 mm*305 mm*170 mm
Gabarītu izmēri pēc iepakojuma (kaste)	520 mm*420 mm*225 mm
Svars (neto)	3,5 kg
Svars (bruto)	6,1 kg

1.3 Aparāta galvenās sastāvdaļas



Galvenās aparatas sastāvdaļas, kā parādīts iepriekš

1. Galvenā vienība S-02;
2. Akrila atbalsts;
3. Ultraskaņas skruberis;
4. Darba rokturis ar aktīvo elektrodu mezoterapijai bez adatas;
5. Sazinieties handpiece ar stiepli un pasīvo elektrodu adatu bez mezoterapijas;
6. Strāvas vads;
7. Lietošanas pamācība.

Priekšējā paneļa pārskats S-02.



Priekšējais panelis:

1. Mezoterapijas zona bez adatas:

1.1 barošanas poga;

1.2 laika indikators-Taimeris

1.3. Intensitātes rādītājs

1.4. START / STOP poga

1.5. Laika iestatīšanas pogas → → ;

1.6 intensitāte set pogas POWER→→→.

2. Ultraskaņas skruberu zona:

2.1 barošanas poga;

2.2 ultraskaņas frekvences regulators "frekvence" - izmanto apstrādes režīma izvēlei un ultraskaņas lāpstiņas vibrācijas frekvences komplektam. Ultraskaņas pīlinga režīmam, lūdzu, pagrieziet regulatoru pa labi no punkta centra. Izvēloties režīmu ultraskaņas fonoforēze, lūdzu, pagrieziet regulatoru pa kreisi no punkta centra. Regulatora pagriešana pa kreisi samazinās svārstību frekvenci un palielināsies, pagriežot pa labi;

2.3 ultraskaņas lāpstiņu regulatora intensitāte "intensitāte" - ir atbildīga par lāpstiņas svārstību amplitūdi.

1.4 Uzstādīšana/pieslēgšana un aksesuāri

Lai instalētu S-02 aparātu, rīkojieties šādi:

1. Novietojiet ierīci uz līdzenas virsmas.
2. Savienojiet aparātu ar elektrotīklu, izmantojot strāvas vadu. Kontaktligzdai jābūt iezemētai!
3. Mezoterapijas seansām bez adatām savienojiet darba un kontaktu rokturus ar savienotājiem ierīces labajā pusē.
4. Savienojiet ultraskaņas lāpstiņu ar atbilstošu savienotāju ierīces labajā pusē.
5. Pārliedziniet, ka visi savienojumi ir stingri ieviesti.
6. Ieslēdziet ierīci, nospiežot slēdzi ierīces aizmugurē uz pozīciju "1".
7. Nospiediet barošanas pogu, lai aktivizētu nepieciešamo apstrādes zonu ierīces priekšējā panelī.
8. Iestatiet laika ierobežojumu, biežumu, intensitāti, kā aprakstīts tālāk par katru manipulēšanas funkciju:

Mezoterapija bez adatas:

Ieslēdziet aparātu, nospiežot barošanas pogu uz priekšējā paneļa. Iestatiet nepieciešamo seansa laiku (no 1 līdz 99 minūtēm). Izmantojiet taimera pogas. Iestatiet jaudas līmeni (minimālais variants ir vienāds ar 0,2 mA un maksimālais-30 mA), nospiežot barošanas pogas priekšējā panelī. Tagad aparāta ir gatava darbam. Nospiediet START pogu un sākt seansu.

Ultraskaņas pīlings:

Ieslēdziet aparātu, nospiežot barošanas pogu uz priekšējā paneļa. Izmantojiet frekvences regulatoru priekšējā panelī, lai iestatītu ultraskaņas lāpstiņas vibrācijas frekvenci (regulatora kreisā gala pozīcija ir 27 kHz, un labais gals ir 28 kHz). Priekšējā paneļa intensitātes regulators tiek izmantots, lai iestatītu ultraskaņas signāla amplitūdu, kas tiek pielietots lāpstiņai, un pielāgotu lāpstiņas mehānisko vibrāciju amplitūdu. Tagad aparāts ir gatavs darbam. Nospiediet START pogu, lai sāktu seansu.

1.5 Eksploatācijas noteikumi un drošības pasākumi

1. Pievienojiet uzgali TIKAI aparāta izslēgtā stāvoklī.
2. Aizliegts tīrīt spirta-šķidrumiem vai mazgāšanas līdzekļiem aparāta akrila daļas.
3. Nedrīkst pieļaut aparāta krišanas un to piederumus.
4. Nav instalēt ierīci siltuma avotu tuvumā un nepieļaut nokļūšanu tiešiem saules stariem.
5. Nepieļaujiet šķidrumu, eļļu u.tml savienotāji savienojumu un aparāta korpusa iekšā.
6. Veicot darbu pie klienta, saglabājiet bezmaksas vadu savilkšana uzgaļu. Neļaujiet vadu salikšanu.
7. Aparāta daļas, kas nonāk saskarē ar ķermeni klienta (elektrodi darba instrumentus) ir jādezinficē pirms un pēc seansa.

8. Veiciet seansu tikai ar īpašiem kosmetoloģiskām līdzekļiem, kas paredzēti šīs seansa, kurām ir atbilstoša kvalitāte.

9. Aparāts tiek pielietots telpas apkārtējās vides temperatūrā no +10 līdz +35 °C un relatīvā gaisa mitruma līdz 80%. Aizliegts aparāta izmantošanu hidroterapijas kabinetā;

10. Aizliegts veikt remontu un tehniskās apkopes iekārtas ārpus pilnvaroto servisa centrā.

11. Pēc transportēšana aukstumā pirms lietošanas aparāts ir ne mazāk kā 3 stundas glabājas pie temperatūras no +10 līdz +35 grādiem.

12. Klientam un apkalpojošajam personālam aizliegts, seansa veikšanas laikā pieskarties metāla daļām cita veida iekārtas uzstādīšana, ar elektroapgādes tīklu pieslēgumu, kā arī metāla daļas, kas ir saņemti, vai ir lielas jaudas attiecībā pret zemi.

13. Jāievēro piesardzība attiecībā uz klientiem ar paaugstinātu termosensitivitāti un jutīgumu elektro-plūsmai.

14. Nav atļauts veikt seansa, ķermeņa apvidos, kuros ir metāla implantī un citus metāla priekšmetus.

15. Nav atļauts veikt seansa ar klientiem elektrokardiostimulatori.

16. Aizliegts ekspluatēt aparāts vienā telpā ar citu aparāturu, piem., MIKROVIĻŅU vai UHF terapiju.

17. Aizliegts izmantot, lai veiktu seansa, darbarīki, kuras neietilpst piegādes komplektā aparāta.

18. Aizliegts mazgātāja ar bojātu korpusu, barošanas vadu, kabeli, darba rīku, vai pats darba instruments.

19. Pirms seansa veikšanai klientam un kosmetologam ir jānoņem visas rotaslietas un dārglietas (rokas pulksteņi, auskari, kaklarotas utt).

1.6 Sterilizācija/dezinfekcija

Bezadatu mezoterapijas manipula:

1. Elektroodus var dezinficēt ar mīkstu kokvilnas audumu, kas iemērc metilspirtā, etilspirtā vai izopropilspirtā.

2. Nelietojiet dezinfekcijas līdzekļus, kas satur hlora sastāvdaļas (atļauts izmantot 20% hlorheksidīna šķīdumu).

Ultraskaņas lāpstiņa:

1. Manipula tiek apstrādāta ar dezinfekcijas līdzekli, kas neizraisa metālu un plastmasas koroziju, apstrādes laiks ir 5 minūtes.

2. Nelietojiet dezinfekcijas līdzekļus, kas satur hlora sastāvdaļas (atļauts izmantot 20% hlorheksidīna šķīdumu).

1.7 Uzturēšana un kopšana

1. Aparātu virsmastīrīšanai, noslaukiet to ar mīkstu kokvilnas drāniņu, kas samitrināta ar ūdeni vai ziepjūdeni.
2. Pagrieziet regulatorus, ar mērenu intensitāti.
3. Pavadīt regulāru telpās uzkopšanu, lai izvairītos no putekļiem, kas var novest pie izejas no aparāta darba stāvokļa.
4. Pirms darbu uzsākašanas, pārliecinieties, ka tajā nav mehānisku bojājumu, vadi, ultraskaņas manipulas, aparātu korpusa un pareizību savienojumu ultraskaņas manipulas.

Gadījumā, ja radusies jebkuru defektu, ieteicam nekavējoties pārtraukt ierīces lietošanu un sazināties ar ar klientu apkalpošanas centru.

2. Garantijas pienākumi

2.1 Vispārīgie noteikumi

Šī garantija ir derīga tikai tad, ja garantijas talons ir pareizi aizpildīts – pārdēvēja zīmogs un pārdošanas datums. Garantijas laiks izstrādājumi skaitāms no pirkuma datuma. Garantijas nosacījumi ir spēkā saskaņā ar Likumu "Par patērētāju tiesību aizsardzību", reglamentē tās valsts tiesību aktiem, un tie nekādā veidā neietekmē ierobežo patērētāju tiesības. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai paredzētajos apstākļos.

Atgādinām, ka likuma «Par patērētāju tiesību aizsardzību» normas neattiecas uz pirkumiem, kurus veikušas juridiskās personas. Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināta ražotāja noteikta garantija.

Garantija nav spēkā šādos gadījumos:

- ja prece tiek izmantota mērķiem, kuriem ražotājs vai piegādātājs garantiju nav paredzējis;
- ja prece tiek izmantota, neievērojot instrukcijā norādītos brīdinājumus vai mērķiem, kam tā nav paredzēta;
- ja uz preces ir redzamas patstāvīgi veikta remonta pazīmes vai ir veiktas izmaiņas preces konstrukcijā;
- ja ir mainīts, dzēsts vai nav nosakāms preces sērijas numurs;
- ja precei ir ārējās ietekmes izraisīti bojājumi;
- ja precei ir ārēji fiziski bojājumi, kurus radījis pats klients, stihiska nelaime, ugunsgrēks, sabiedriskie faktori, neparedzēti ārējie apstākļi;
- ja precei ir ārēji fiziski bojājumi, ko izraisījusi nestandarta un sliktas kvalitātes materiālu, rezerves daļu, piederumu un aksesuāru izmantošana.

Garantija neattiecas uz trūkumiem (defektu) izstrādājumi, ko izraisa šādu iemeslu dēļ:

dabīgo nolietojumu dēļ daļām, kurām ir ierobežots kalpošanas laiks, kā arī palīgmateriālu (baterijas, cimdi mikrostrāvas, aproce presoterapijas un tā tālāk), bojājumiem, kas ir radušies nepareizi vai pavirši lietošanu, uzglabāšanu, apkopi, iekārtu, darbību un ļaunprātīgi vai nepareizi montāžu, ja prece tika izmantota neparedzētajos apstākļos;

Garantijas apkalpošana neatteicas uz gadījumiem, kad tiek izmantoti nestandarta signālu avoti;

Ja ir mehāniski bojājumi, tajās ir iekļuvuši svešķermeņi, kodīgas vielas vai šķidrums;

2.2 Ražotāja Garantija

Ražotāja garantija attiecas, ja tas atbilst noteikumiem un nosacījumiem, ekspluatācijas, transportēšanas un uzglabāšanas laikā.

1. Garantija 18 mēnešiem attiecas tikai uz iekšējo komplektācijā aparātu;

2. Garantija 6 mēneši attiecas tikai uz uzgaļa un ārējie piederumi (izņemot atrinolietojamas daļas un palīgmateriālu).

2.3 Piegādes noteikumi

Piegāde un nosūtīšana no garantijas centra notiek uz pircēja rēķina.

2.4 Informācija par izstrādājumu savākšanas punktiem

Ar kosmetoloģijas aparātiem nav tā sastāvdaļas, kas var negatīvi ietekmēt cilvēka veselību un piesārņo vidi.

Pēc ekspluatācijas termiņa beigām tās var pārstrādāt bez īpašam noteikumiem.

Komplektējošie izstrādājumi (čipsi, rezistori, kondensatori un tā tālāk), kas pēc ekspluatācijas termiņa saglaba darbības speku, var izmantot kā rezerves daļas, rezerves daļas, lai veiktu remontu šādu un līdzīgu aparātu.

2.5 Pārstāvniecības

Valsts:	Adrese:	Telefons:
Čehija	Prague 5, Štefánikova 18/25 15000	+420 (228) 880691
Ukraina	Kijevā, v Jeļenas Телиги, 5-В	+38 (068) 568 83 66 0 (800) 33 98 14
Krievija	Maskavas, Rjazaņas rp t, tālāk 10, lapa 2	+7 (800) 250 5459
Latvija	Rīga, Madonas iela 21-85	+371 (2) 212 1543